

家庭用電気マッサージ器 腰マッサージャー もみたいむプロ

- 品番：MCR8313[N]
- 製品サイズ：幅420×奥行370×高さ180mm
- 製品重量：約1.5kg(ACアダプター含む)
- 材質：本体/ ポリエステル・PU 操作部/ABS
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：12W(電動機8W/電熱部4W)
- 定格時間：15分
- 生産国：中国
- JANコード：4969182506754

もみヘッド部

コントロールパネル

ACアダプター&
アダプターコード

ハンドル

医療機器認証番号：224AKBZX00101A01

月々の電気代もお得！

約2円/月※

1日1.5分使用の場合

※電力量料金単価22円/kwhから計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨節にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例：血栓（血塞）症、重度の動脈けいゆう（瘤）。急性静脈けいゆう（瘤）。各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

①ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人 ②悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ③心臓に障害のある人 ④温度感覚喪失のある人 ⑤妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ⑥糖尿病などによる高度な末しょう（糖）循環障害からくる知覚障害のある人 ⑦皮膚に創傷のある人 ⑧安静を必要とする人 ⑨体温38℃以上（発熱期）の人（例1：急性炎症症状【けん（傷）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期/例2：衰弱しているとき）⑩骨粗しょう（骨）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の人⑪ケガをしている人 ⑫かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人⑬その他、医療機関で治療中の人 ⑭上記以外に身体に異常を感じている人

●本製品は必ず屋内で使用してください。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。●直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変色の原因になります。●本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。●本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず当社サービスセンターまでご相談下さい。●専用アダプター以外は使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。●本製品の使用は15分までにしてください。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

お問い合わせ、ご相談は当店へ

アラインコ製品のお買い物・取扱方法・その他ご不明な点は

アラインコフィットネス サービスセンター

フリーダイヤル

0120-30-4515

受付時間 AM10:00～PM4:00（平日PM12:00～1:00、土日祝日除く）

アラインコホームページ

<http://www.alinco.co.jp/>

アラインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0042 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル
TEL. (06) 7636-2350 FAX. (06) 6208-3886

※本製品の保証期間はご購入日より1年です。ただし、保証期間内であっても、修理が必要と判断された場合は、修理料を請求する場合があります。また、保証期間外の場合は、修理料を請求する場合があります。 ※このカタログの内容は2010年8月現在のもので、変更となる場合があります。

PNUEBKR- Ver.1.0

ALINCO

腰マッサージャー もみたいむプロ MCR8313[N]



MOMITIME^{Pro} 腰マッサージャー もみたいむプロ MCR8313[N]

このカタチが、腰にしっかりフィットする。

4つのもみ玉で、グイグイもみほぐす。

手もみ感覚が味わえる腰マッサージャー

- 大小4つのもみ玉が筋肉を力強くマッサージ。
- 人肌程度にやわらかくあたたまるとヒーター機能搭載。
- もみ玉の回転の速度調節ができます。
- ブルブルふるえる振動マッサージを搭載。

【効果・効能】

- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる
- 血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

グイグイ動くもみ玉で、
疲れてかたくなった筋肉をほぐします。
こった部分の筋肉をピンポイントでもみほぐしてくれる、ハンドル付きのマッサージャーです。

◆ご使用方法

1 ハンドルを持って



ハンドルを持つことで、どの部位にも簡単にマッサージをすることができます。

2 椅子にもたれて



椅子にもたれてご自分の体重をかけます。両手が離れるので、ながらマッサージが可能です。

まるで手もみのような感覚!

腰痛の主な原因は、腰を支える複数の筋肉が緊張して硬くなることに因ります。手もみ感覚が味わえる本格的なもみ玉で凝りをしっかりほぐし、腰周りの筋肉を柔らかくして、疲れたカラダを自宅で手軽にリフレッシュしましょう。

血行を促進させる振動、やわらかに温まるヒーターなど、効果をサポートする機能が付いています。



◆腰はもちろん、いろんな部位にお使いいただけます

腰以外にも、いろんな箇所当ててお使いください。ハンドルがついているので、どの部位のマッサージでも楽に行えます。



ふくらはぎに



太ももに



首に

もみたいむプロの特徴

振動マッサージ



腰部が心地よく振動し、血行を促進する事でマッサージ効果をアシストしてくれます。

ACアダプター&アダプターコード



もみヘッド部



もみ玉はヒーター機能を内蔵。やわらかに心地良く温まります。(ヒーター使用時はランプが点灯)

ハンドル



ハンドルを使用する場合は、軽く握って本体を固定します。軽く引っ張りお好みの強度に調節してください。

コントロールパネル

操作もかんたんのコントロールパネル 欲しい刺激をダイレクトに選べます。

コントロールパネルは、お使い頂きやすいよう操作がとて簡単になっております。また、ハンドル上部に付いているので操作もしやすいです。

● ボタンの機能一覧

電源ボタン

電源

このボタンを押すとマッサージが開始。もう一度押すとマッサージが終了します。

もみボタン

もみ

このボタンを押すごとに、もみ玉の速度が「遅い→速い→停止」で切り替わります。

振動ボタン

振動

このボタンを押すごとに、振動マッサージの「入/切」が切り替わります。

ヒーターボタン

ヒーター

このボタンを押すごとに、ヒーターの「入/切」が切り替わります。



● 安全にご使用いただくための機能もございます。

オートオフ機能… 開始後15分経過すると自動的に動作を停止します。